

## Роллерные бутылки Nunc

Для классических протоколов культивирования адгезивных клеточных культур в промышленных масштабах предлагается 2 уникальные линейки роллерных бутылей Thermo Scientific™ Nunc™. Вы можете выбрать подходящие бутылки из полистирола (ПС) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ), с гладкой и ребристой поверхностью, что позволяет подобрать оптимальный субстрат для клеточных культур. Полистирол облегчит масштабирование при переносе протоколов со стандартного лабораторного пластика, а полиэтилентерефталат позволит работать с протоколами, требующими замораживания культуральной массы непосредственно в роллере. Все виды бутылей можно приобрести как со сплошной литой крышкой, так и с крышкой-фильтром. Кроме того, вы можете отдельно приобрести дополнительные комплекты крышек. Отдельная линейка Nunc™ «EZ Roller» выполнена в новом, эргономичном дизайне с удобным захватом, что облегчает манипуляции с бутылками во время работы. Также имеется модификация с глубокой и неглубокой вогнутостью дна (впадина) – для удобства захвата руками, или автоматами.

- Нецитотоксичные; Биологическая активность, In Vitro, соответствует стандартам фармакопеи США - USP <87>
- Класс VI согласно фарм. США; Биологическая активность, In Vivo, соответствует стандартам фарм. США <88>
- Каждая серия прошла испытания на соответствие требованиям фарм. США <85> к содержанию бактериальных эндотоксинов



- Наши роллерные бутылки обработаны для адгезивных клеточных культур, что обеспечивает стабильную, надежную фиксацию клеток
- Стерилизация гамма-облучением в соответствии с ANSI/AAMI/ISO 11137 Перечень выпускаемых роллерных бутылей:

Серия	Материал	Пов-ть	Крышка	Площадь, см <sup>2</sup>	Ном. объём, мл	Диаметр X Длина	Модели	Вогнутое дно (впадина)
InVitro® – 8 кат. №№	ПЭТФ	Гладкая или Ребристая	Сплошная/ С фильтром	1050, 1800, 1700, 2100, 4200	2000 или 5000	122 x 275	классика	Нет
Tuff-Roll – 14 кат. №№	ПС	Гладкая или Ребристая	Сплошная/ С фильтром	850 или 1450	2000	117 x 277	Классика, EZ Roller	Нет/(Глубокая или Не глубокая)
Крышки к InVitro®	ПЭВП	-	Сплошная/ С фильтром	-	-	-	-	-

[Более подробная информация на нашем сайте](#)