

Микроцентрифуги Thermo Scientific™ серии mySPIN™

Центрифуги Thermo Scientific™ mySPIN™ отличаются компактным эргономичным дизайном и идеально подходят для проведения многих исследований, в том числе и для методик, используемых в ПЦР-исследованиях, и подготовке образцов для HPLC-протоколов.

Модель mySPIN™ 12 позволяет одновременно центрифугировать 12 пробирок объемом 1,5–2,0 мл при максимальной скорости/ускорении 12 500 об/мин / 9 800 g с возможностью регулировки этих параметров центрифугирования.



- Программирование скорости центрифугирования или центростремительного ускорения в зависимости от используемой методики
- Таймер
- Кнопочная панель управления
- Цифровой дисплей с подсветкой, отображающий параметры центрифугирования
- Прозрачная пластиковая крышка позволяет наблюдать за процессом центрифугирования
- Остановка процесса центрифугирования при возникновении дисбаланса
- Блокировка крышки во время центрифугирования
- Замена ротора без использования инструментов
- Функция быстрого центрифугирования
- Низкий уровень шума
- В стандартной комплектации центрифуга поставляется в комплекте с двумя угловыми роторами 12 x 1,5/2,0 мл, 32 x 0,2 мл (или 4 ПЦР-стрипа (8 пробирок)), адаптерами для пробирок объемом 0,2 мл (12 шт.), адаптерами для пробирок объемом 0,5 мл (12 шт.)

Центрифуга mySPIN™ 6 позволяет центрифугировать только 6 пробирок объемом 1,5 – 2,0 при постоянной скорости / ускорении 6 000 об/мин / 2000 g



- Прозрачная пластиковая крышка позволяет наблюдать за процессом центрифугирования
- Функция быстрого центрифугирования
- Блокировка работы центрифуги при открытой крышке
- Замена ротора без использования инструментов
- Низкий уровень шума
- В стандартной комплектации центрифуга поставляется в комплекте с двумя угловыми роторами 6 x 1,5/2,0 мл, 16 x 0,2 мл (или 2 ПЦР-стрипа (8 пробирок)), адаптерами для пробирок объемом 0,2 мл (6 шт.), адаптерами для пробирок объемом 0,5 мл (6 шт.), штатив для пробирок.

Технические характеристики	mySPIN 12	mySPIN 6
Максимальная емкость ротора, мл	12x2 мл	6x2 мл
Максимальная скорость, об/мин	12 500	6 000
Максим	9 800	2 000
Диапазон установки таймера, мин	от 1 сек до 30 мин, режим быстрого центрифугирования	
Уровень шума, дБ	51–53	51–53
Габариты (ГхШхВ), см	20,3x17,1x11,4	15,3x12,8x10,4
Вес, кг	1,41	0,74
Кат. номер	75004081	75004061